


Konformitätserklärung

Certificate of Compliance

Schwimmdüse für Zerfallzeittester nach USP/EP

Disc for disintegration tester according to USP/EP

Material:	PMMA oder ABS mit zusätzlichem Magnetkern
Material:	PMMA or ABS with magnetic inlay
Gewicht/ Relative Dichte:	3,0 ± 0,2 g ^① / 1,18 - 1,20 g/cm ³
Weight/ Relative density:	
Außendurchmesser:	20,7 ± 0,15 mm
Outside diameter:	
Bohrungsdurchmesser:	2,0 ± 0,1 mm
Hole diameter:	
Lochkreisradius:	6,0 ± 0,2 mm
Hole distance from center:	
Dicke:	9,5 ± 0,15 mm
Thickness:	
Einkerbung:	oben: 9,4 ± 0,2 mm breit und 2,6 ± 0,1 mm tief
Notches:	Top of cylinder wide and deep
	unten: 1,6 ± 0,1 mm breit und 1,5 – 1,8 mm tief
	Bottom of cylinder wide and deep



Prüfkorb: siehe separate Konformitätserklärung
Basket rack: see separate Declaration of Conformity

Für die Schwimmdüse unserer Zerfallzeittester bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, General Chapter <701> und der EP 10th Edition (Kapitel 2.9.1, Apparatur A).

For the disc of our disintegration tester we declare in our sole responsibility the conformity with the USP42, General Chapter <701> and the EP 10th Edition (Chapter 2.9.1, apparatus A).

Langen, 2020-04-16

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -

① Entspricht einer mittleren Dichte der gesamten Schwimmdüse zwischen 1,18 bis 1,20 g/cm³.
Corresponds to the relative density of the disc in total between 1,18 to 1.20 g/cm³.