

Konformitätserklärung

Certificate of Compliance

Prüfbehälter nach USP/EP


Vessel according to USP/EP

	USP/EP	ERWEKA
H	160-210 mm	162,5 $\pm 2,5$ mm
D	98-106 mm	104,0 ± 2 mm

Werkstoff:	USP/EP Glass	ERWEKA Glas, klar oder gefärbt (Amber) als UV-Schutz
Material:	Glass	Glass clear, or Amber colored as UV protection)

Für den Prüfbehälter bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung für die oben genannten Positionen die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, General Chapt(er <711> und der European Pharmacopoeia 10th Edition, Kapitel 2.9.3.

For the Vessel we declare in our sole responsibility the conformity for the a.m. positions with USP42, General Chapter <711> and the European Pharmacopoeia 10th Edition, chapter 2.9.3.



Langen, 2021-07-16

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -